

眼内レンズ 販売名	眼内レンズ モデル名	度数範囲	併用を確認済みの組み合わせ		
			カートリッジ	ハンドピース	眼粘弾剤
単焦点眼内レンズ					
Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ	SY60WF	+6.0D - +25.0D	D	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	・ビスコート®0.5 眼粘弾剤 ・ヒアルロン酸 NaO.4/O.6/O.7/O.85 眼粘弾剤 1% 「アルコン」 ・ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤
		+6.0D - +30.0D	C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	
単焦点眼内レンズ (トーリック)					
Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ	CNWOT3~T6	+6.0D - +25.0D	D	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	同上
		+6.0D - +30.0D	C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	
	CNWOT7~T9	+6.0D - +21.0D	D	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	
		+6.0D - +30.0D	C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	

・本表に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。
 ・本表は最新情報に基づき、適宜更新されます。最新版については弊社 Web ページをご確認ください。

医療機器承認/届出番号：

Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ (22900BZX00387000)
 Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ (30200BZX00290000)
 IOL デリバリーシステム (カートリッジ) (22000BZX01096000)
 モナーク™ ハンドピース (13B1X00211000014)

医療用医薬品承認番号：

ビスコート®0.5 眼粘弾剤 (22000AMX00477000)
 ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤 (22100AMX02234000)
 ヒアルロン酸 NaO.4 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00384000)
 ヒアルロン酸 NaO.6 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00385000)
 ヒアルロン酸 NaO.7 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00386000)
 ヒアルロン酸 NaO.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00387000)

SMB709-1
JP-CLM-2100007