

眼内レンズ 販売名	眼内レンズ モデル名	度数範囲	併用を確認済みの組み合わせ					
			カートリッジ	ハンドピース	眼粘弾剤			
単焦点眼内レンズ								
アルコン® アクリソフ® ナチュラル シングルピース	SN60WF	+6.0D - +27.0D +6.0D - +30.0D	D B/C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]※ モナーク® ハンドピースⅢ [青]	・ビスコート® 0.5 眼粘弾剤 ・ヒアルロン酸 Na0.4/0.6/0.7/ 0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」 ・ディスコビスク® 1.0 眼粘弾剤			
	SN60AT	+6.0D - +27.0D +6.0D - +34.0D	C B	モナーク® ハンドピースⅢ [青] モナーク® ハンドピースⅢ [青]				
アルコン® アクリソフ® シングルピース	SA60AT	+6.0D - +27.0D +6.0D - +34.0D	C B	モナーク® ハンドピースⅢ [青] モナーク® ハンドピースⅢ [青]				
		アルコン® アクリソフ® ナチュラル マルチピース	MN60AC	+6.0D - +30.0D		A/B	モナーク® ハンドピースⅢ [青]	
MN60MA	-5.0D - +5.0D		A	モナーク® ハンドピースⅢ [青]				
アルコン® アクリソフ® UV 後房レンズ	MA50BM	+6.0D - +30.0D	A	モナーク® ハンドピースⅢ [青]				
単焦点眼内レンズ (トーリック)								
アルコン® アクリソフ® IQ トーリック シングルピース	SN6AT3/4/5	+6.0D - +25.0D +6.0D - +30.0D (※27.0Dまで)	D C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]※ モナーク® ハンドピースⅢ [青]※	同上			
		SN6AT6/7/8/9	+6.0D - +30.0D +6.0D - +23.0D +6.0D - +27.0D +6.0D - +30.0D	B D C B		モナーク® ハンドピースⅢ [青] モナーク® ハンドピースⅢ [青]※ モナーク® ハンドピースⅢ [青]※ モナーク® ハンドピースⅢ [青]		
			多焦点眼内レンズ					
	アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix シングルピース		TFNT00	+6.0D - +27.0D +6.0D - +30.0D		D B/C	モナーク® ハンドピースⅢ [青] モナーク® ハンドピースⅢ [青]	同上
		アルコン® アクリソフ® IQ レストア +2.5D シングルピース		SV25T0		+6.0D - +27.0D +6.0D - +30.0D +6.0D - +30.0D	D C B	
	多焦点眼内レンズ (トーリック)							
アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix トーリック シングルピース	TFNT30/40/50/60		+6.0D - +25.0D +6.0D - +30.0D		D C	モナーク® ハンドピースⅢ [青] モナーク® ハンドピースⅢ [青]	同上	
		アルコン® アクリソフ® IQ レストア +2.5D トーリック シングルピース	SV25T3/4/5/6	+6.0D - +25.0D +6.0D - +30.0D	D C	モナーク® ハンドピースⅢ [青]※ モナーク® ハンドピースⅢ [青]※		

※「イントレピッド™ オートサート™ IOL インジェクターハンドピース」も使用可。ただし、度数範囲については記載がある場合のみ、括弧内の※の値を参照のこと

- ・本表に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。
- ・本表は最新情報に基づき、適宜更新されます。最新版については弊社 Web ページをご確認ください。

医療機器承認/届出番号：

アルコン® アクリソフ® ナチュラル シングルピース (21800BZY10066000)
 アルコン® アクリソフ® シングルピース (21100BZY00116000)
 アルコン® アクリソフ® ナチュラル マルチピース (22200BZX00930000)
 アルコン® アクリソフ® UV 後房レンズ (20500BZY00907000)
 アルコン® アクリソフ® IQ トーリック シングルピース (22000BZX01199000)
 アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix シングルピース (23100BZX00042000)
 アルコン® アクリソフ® IQ レストア +2.5D シングルピース (22600BZX00179000)
 アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix トーリック シングルピース (23100BZX00043000)
 アルコン® アクリソフ® IQ レストア +2.5D トーリック シングルピース (22700BZX00006000)
 IOL デリバリーシステム (カートリッジ) (22000BZX01096000)
 モナーク® ハンドピース (13B1X00211000014)
 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム (22000BZX00190000)

医療用医薬品承認番号：

ビスコート®0.5 眼粘弾剤 (22000AMX00477000)
 ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤 (22100AMX02234000)
 ヒアルロン酸 Na0.4 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00384000)
 ヒアルロン酸 Na0.6 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00385000)
 ヒアルロン酸 Na0.7 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00386000)
 ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00387000)

SMB710-1
JP-CLM-2100008