

眼内レンズ 販売名	眼内レンズ モデル名	度数範囲	併用を確認済みの組み合わせ		
			カートリッジ	ハンドピース	眼粘弾剤
<b>単焦点眼内レンズ</b>					
Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ	SY60WF	+6.0D - +25.0D	D	モナーク® ハンドピースIV[銀]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビスコート®0.5 眼粘弾剤</li> <li>・ヒアルロン酸 Na0.4/0.6/0.7/0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」</li> <li>・ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤</li> </ul>
		+6.0D - +30.0D	C		
<b>単焦点眼内レンズ (トーリック)</b>					
Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ	CNWOT3~T6	+6.0D - +25.0D	D	同上	同上
		+6.0D - +30.0D	C		
	CNWOT7~T9	+6.0D - +21.0D	D		
		+6.0D - +30.0D	C		
<b>多焦点眼内レンズ</b>					
Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ	CNWTT0	+6.0D - +25.0D	D	同上	同上
		+6.0D - +30.0D	B/C		
<b>多焦点眼内レンズ (トーリック)</b>					
Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ	CNWTT3~6	+6.0D - +25.0D	D	同上	同上
		+6.0D - +30.0D	B/C		

- ・本表に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。
- ・本表は最新情報に基づき、適宜更新されます。最新版については弊社 Web ページをご確認ください。

**販売名 (医療機器承認/届出番号) :**

Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ (22900BZX00387000)  
 Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ (30200BZX00290000)  
 Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ (30200BZX00294000)  
 Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ (30300BZX00153000)  
 IOL デリバリーシステム (カートリッジ) (22000BZX01096000)  
 モナーク® ハンドピース (13B1X00211000014)

**販売名 (医療用医薬品承認番号) :**

ビスコート®0.5 眼粘弾剤 (22000AMX00477000)  
 ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤 (22100AMX02234000)  
 ヒアルロン酸 Na0.4 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00384000)  
 ヒアルロン酸 Na0.6 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00385000)  
 ヒアルロン酸 Na0.7 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00386000)  
 ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」 (30100AMX00387000)